

Bezeichnung:**Tuberkulostatika: Pyrazinamid****Synonyme:****Pyrafat****Präanalytik:**

Probentransport und Abnahme:

Siehe hierzu die [Informationen](#) auf der Homepage der Zentralen Einrichtung Klinische Chemie.**Bestimmung des Bergspiegels: Blutentnahme ca. 2 Std. nach Medikamenteneinnahme****Bestimmung des Talspiegels: Blutentnahme 8 Std. nach Medikamenteneinnahme***Quelle: MVZ Labor Dr. Limbach Heidelberg***Probenmaterial:****Im Serum**, entnommen mit Standard-Probenentnahmeröhrchen (7,5ml Gelmonovette):

Vergabe an ein externes Laboratorium. Eine Liste der Unterauftragslabore ist auf Anfrage erhältlich.