

UNIVERSITÄTSKLINIKUM Ulm • Institut für Neuropathologie • 89081 Ulm

Institut für Neuropathologie

Ärztliche Direktorin

Prof. Dr. med. Friederike Liesche-Starnecker
Meyerhofstraße | M28-TTU
D-89081 Ulm

Postadresse:

Albert-Einstein-Allee 23
D-89081 Ulm

Leitung Diagnostik

Komm. Ltd. OÄ Dr. med. A. Osterloh
anja.osterloh@uniklinik-ulm.de

Sekretariat

neuropathologie@uniklinik-ulm.de
T: 0731/500-65901
F: 0731/500-65990

Anleitung für den Probenversand von **Hautstanzbiopsien** ***(Diagnostik der Small-fiber-Neuropathie)***

Wichtig: Wir bitten um **telefonische Vorankündigung** im Labor (Probeneingang: 0731/500-65-910).

Bitte halten Sie die notwendigen Materialien/Reagenzien bereit (Vorschläge siehe Anhang).

1. Entnahme einer 3 – 5 mm durchmessenden Hautstanzbiopsie am distalen Unterschenkel, ggf. Entnahme einer weiteren Hautstanze am proximalen Oberschenkel
2. Hautstanze in ein festes, dicht schließendes Primärgefäß mit gekühlter Zamboni-Lösung geben; werden mehrere Lokalisationen biopsiert, Lokalisation auf dem Gefäß notieren (A, B, ...)
3. Primärgefäße in auslaufsicherem Sekundärgefäß (Plastiktüte) mit dem ausgefüllten Einsendeschein (<https://www.uniklinik-ulm.de/neuropathologie/downloads-und-formulare.html>) in fester Verpackung versenden an:
Institut für Neuropathologie
Per Taxi: Meyerhofstraße, M28-TTU, Ebene 4, 89081 Ulm
Per Post: Albert-Einstein-Allee 23, 89081 Ulm

Laboröffnungszeiten, Downloads, Adresse und Wegbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage:
<https://www.uniklinik-ulm.de/neuropathologie.html>

Verpackungsmaterial für Hautstanzbiopsien

Primärgefäß

- Firma Häberle Laborbedarf
- LLG-Kryoröhrchen, PP, steril (9401162)
- Artikelnummer: 9401162
- Herstellernummer: 9401162
- Nennvolumen 2.0 ml



Fixierlösung (Zambonilösung)

- Firma: Morphisto
- Bestellnr. 12773
- 500ml
- bei 7°C gekühlt lagern



Verpackung für den Versand

- Firma Alex Breuer
- BOX650 MAIL Gefahrgutverp. f. biologische Stoffe Kategorie B, UN3373 für Versand gem. P650
- ART. NR.: 9P650000.01

