

Mitteilung der Zentralen Einrichtung Klinische Chemie (# 133)

Umstellung Sarstedt Monovetten

Im Zuge der Erneuerung unserer Laborautomation müssen zwingend mehrere Röhren Typen (Monovetten) ausgetauscht werden.
Die Geometrie (Höhe & Breite) einiger bisher verwendeter Röhren kann durch die neue Automation leider nicht bearbeitet werden.

Ab dem **01.12.2020** können nur noch die **neuen Röhrentypen bestellt werden:**

Artikelbezeichnung (Sarstedt Monovetten)	Volumen	SAP-Nr. bisher	Art-Nr. bisher
Lithium Heparin Gel	4,9 ml	60150108	04.1940
Citrat	5 ml	3860443	05.1071
EDTA K	2,7 ml	3860435	05.1167
EDTA K red. Volumen	1,8 ml	60173983	05.1081.001
Urin		3859895	10.252
Urin einzeln steril	10 ml	60082221	10.252.020



Artikelbezeichnung (Sarstedt Monovetten)	Volumen	SAP-Nr. neu	Art-Nr. neu
Lithium Heparin Gel +	4,9 ml	60831812	04.1954
Citrat	4,3 ml	60831813	04.1922
EDTA K	2,6 ml	60831814	04.1901
EDTA K red. Volumen	1,8 ml	60831816	04.1951.001
Urin	8,5 ml	60831833	10.258
Urin einzeln steril	8,5 ml	60831815	10.258.020

Wir bitten um die Berücksichtigung der Änderungen.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Zentrallabor